

## UWAGI WSTĘPNE.

### Ostrzeżenie:

Jeśli odczuwasz drętwienia, cierpięcia lub utratę zmysłów, puchnięcie ramion lub nóg to pamiętaj, że może być to objaw poważniejszych problemów. Zalecamy w takim wypadku kontakt z lekarzem przed użyciem urządzenia.

### Nie korzystaj z urządzenia jeśli:

1. posiadasz rozrusznik serca
2. jesteś w ciąży (chyba, że przeprowadzenie zabiegu zalecił Ci lekarz)
3. masz mniej niż 5 lat
4. cierpisz na schorzenia, których lekarz jeszcze nie zdiagnozował
5. masz na stopach otwarte rany, opuchnięcia, zacerwienia zakażenia lub stany zapalne.

### Pamiętaj:

1. nie zanurzaj panelu sterującego w wodzie lub w jakiegokolwiek innej cieczy
2. nie włączaj jonizatora jeśli nie jest zanurzony w wodzie
3. nie używaj BioEnergisera do celów innych niż te do których jest przeznaczony
4. nie używaj części zamiennych, co do których nie masz pewności, że są oryginalne
5. nie używaj BioEnergisera w sposób inny niż opisany w niniejszej instrukcji
6. nie używaj w pobliżu telefonu komórkowego lub innych urządzeń, które emitują silne pole radiowe
7. nie używaj BioEnergisera jeśli równocześnie korzystasz z innych urządzeń medycznych pracujących w wysokiej częstotliwości
8. nie używaj w bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń do terapii mikrodzwiękami, które mogą powodować niestabilną pracę stymulatora
9. nie dopuszczaj do wyładowań statycznych ładunków elektrycznych
10. nie wymieniaj i nie usuwaj jonizatora podczas zabiegu
11. nie manipuluj z żadną z części eksploatacyjnych.

### Jeśli BIO-ENERGISER przestanie pracować...

1. Twoje urządzenie jest objęte 12 miesięczną gwarancją
2. Jeśli problem nastąpił w trakcie obowiązywania gwarancji – zwróć się do swojego dostawcy
3. Jeśli problem nastąpił po okresie obowiązywania gwarancji – zwróć się do swojego dostawcy w celu zamówienia części zamiennych
4. w przypadku awarii urządzenie się wyłączy i nie spowoduje, żadnego zagrożenia

**WIĘKSZOŚĆ AWARII JEST SPOWODOWANA NADMIAREM SOLI W MISCE WYLEJ WODĘ I SPRÓBUJ URUCHOMIĆ URZĄDZENIE Z UŻYCIEM MNIEJSZEJ ILOŚCI SOLI**

Części, które tworzą Twoje urządzenie są jednorazowe. Prosimy o powstrzymanie się od prób ich naprawiania.

Jonizator jest częścią, która się zużywa. Pamiętaj, żeby zamówić u swojego dostawcy zestaw zamienny.

Uwaga. Jest to urządzenie medyczne klasy II. Panel sterujący nie jest wodoodporny.

Tryb pracy: ciągły.

### PRZEGLĄD

Urządzenie jest przeznaczone do objawowego złagodzenia bólów. Efekt działania jest widoczny i trwały po kilku dniach i nasila się po powtórzeniu kilku sesji.

### W skład zestawu wchodzi:

1. panel sterujący
2. zasilacz
3. jonizator
4. miska
5. miarka do soli
6. 30 worków
7. 100 gram niskosodowej soli
8. instrukcja
9. gwarancja

Stopy lub ręce pacjenta są zanurzone w misce w ciepłym roztworze soli, w pobliżu jonizatora.

Sól wyłącznie poprawia przewodnictwo i nie jest czynnik aktywnym.

Przepływ energii z BioEnergisera następuje automatycznie w zaprogramowanym wcześniej cyklu.

Pacjent może odczuwać mrowienie w trakcie zabiegu co jest typowym zjawiskiem w trakcie zabiegu.

Zmiana koloru wody jest normalnym zjawiskiem i oznacza to, że urządzenie działa poprawnie.

Zaleca się wypicie około 500ml wody w trakcie zabiegu.

Każdy zabieg trwa 30 minut. Zaleca się odbycie 2 – 3 zabiegów w ciągu tygodnia.

Żywotność jonizatora to około 30 zabiegów.

Kiedy jonizator będzie zużyty woda nie będzie zmieniała koloru. Zamów nowy u swojego dostawcy.

## Montaż

1. Wyjmij wszystko z opakowania
2. Umieść worek w misce i napełnij ją około 6 litrami ciepłej wody. Woda powinna dochodzić do wewnętrznego rowka znajdującego się wewnątrz miski.
3. Umieść jonizator w przeznaczonym do tego miejscu znajdującym się w centralnym miejscu miski
4. Wsyp 1 miarkę soli do wody w misce.

## **WAŻNE: NIE UŻYWAJ ZWYKŁEJ SOLI KUCHENNEJ**

## **WAŻNE: WSYP TYLKO JEDNĄ MIARKĘ SOLI**

5. Przed rozpoczęciem zabiegu rozpuść całkowicie sól w wodzie
6. Zamontuj panel w odpowiednim miejscu
7. Podłącz zasilacz
8. Przygotuj sobie około 500ml wody, którą powinieneś wypić w trakcie zabiegu
9. Umieść stopy (lub ewentualnie dłonie) w wodzie. Upewnij się, że poziom wody nie przekroczył pionowych pasków rowków na obudowie jonizatora.
10. Możesz rozpocząć zabieg
11. Naciśnij czerwony przycisk na panelu, żeby uruchomić urządzenie. Spowoduje to zapalenie się zielonej diody.
12. Jeśli urządzenie buczy lub wyłącza się bezpośrednio po włączeniu wylej wodę i użyj ponownie mniejszej dawki soli.
13. Kolejne, zielone diody na obwodzie panela będą się włączały co 5 minut.
14. Zabieg trwa 30 minut.
15. W trakcie zabiegu zaleca się spożycie przygotowanej wcześniej wody.
16. Kiedy zabieg będzie się kończył, urządzenie powiadomi o tym wydając przerywany dźwięk, wszystkie diody zamrugają 4 razy i urządzenie wyłączy się.

### 1. Panel sterujący

Przed włączeniem sprawdź czy panel nie wygląda na uszkodzony. Po użyciu wyczyść panel szmatką

Do czyszczenia nie należy używać sprayów, środków zawierających alkohol lub ściernych. Jeśli panel się zamoczył delikatnie ale bardzo dokładnie wysusz go przed następnym użyciem.

### 2. Jonizator

Przed użyciem sprawdź czy żaden z przewodów nie jest luźny lub uszkodzony. Unikaj uszkodzenia przewodów. Oczyszczyć jonizator po każdym użyciu specjalnym płynem dostępnym u Twojego dostawcy a następnie dokładnie osusz.

### 3. Zasilacz

Przed użyciem sprawdź czy żaden z przewodów nie jest luźny lub uszkodzony. Unikaj uszkodzenia przewodów. Po użyciu wyczyść panel suchą szmatką. W żadnym wypadku nie używaj do tego wody.

### 4. Miska

Zawsze używaj nowego worka do każdego zabiegu i usuwaj go po użyciu. Przetrzyj miskę szmatką przed i po zabiegu. Do czyszczenia nie należy używać sprayów, środków zawierających alkohol lub ściernych.

### 5. Sól niskojodowa

Ilość soli, którą trzeba użyć do zabiegu zależy od twardości wody. Nie dodawaj więcej niż jednej miarki soli do każdego zabiegu. Jeśli urządzenie buczy i wyłącza się przed upływem 30 minut od chwili rozpoczęcia zabiegu, usuń wodę i zastosuj ponownie mniejszą dawkę soli. Jeśli kolor wody się nie zmienia dodaj niewielką ilość soli.

<Jeśli problem mimo wszystko się powtarza, zwróć się do swojego dostawcy.